


# INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

**Etape 01** Enlever les films de protection de la feuille transparente.


**Note:** Il peut y avoir des films invisible de chaque cotés.



**Etape 02** Tenir la feuille à un angle de 90 degrés et fixer-la sur le côté gauche de la visière.




**Etape 03** Rabattre la feuille autour de la visière.



**Etape 04** Fixer l'autre côté de la feuille à la visière. Pour ajuster l'angle de la feuille, utiliser le trou supérieur, central ou inférieur sur les côtés gauche et droit.



**Etape 05** Fixer le centre de la feuille au centre de la visière.



**Etape 06** Fixer l'élastique à l'arrière.



**Etape 07** La visière est prête à l'emploi.



## Informations techniques

- Feuille transparente:
  - Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon en microfibre.
  - Supporte jusqu'à 60°C.
  - L'utilisation prolongée de produits de nettoyage à base d'alcool teintera la feuille.
- Dimensions: H: 250mm, l: 164mm, D: 230mm
- Poids: 75 grammes / 2.6 oz

**Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.**

**This manual should be available to each user.**

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.  
This manual should be available to each user.**

## Stockage

Stocker le produit dans des boîtes en carton jusqu'à utilisation. Stocké dans son emballage, le produit peut se garder 36 mois.

Le produit ne doit pas être stocké à la lumière du soleil ou dans des conditions de forte chaleur.

## Utilisation conforme

Le produit est destiné à protéger contre la contamination par gouttelettes.

## Utilisation quotidienne

Il est préférable de nettoyer la visière avec un chiffon en microfibre, de l'eau et du savon. Un savon abrasif rayera l'écran. Évitez de nettoyer avec des produits à base d'alcool. Cela peut affecter la transparence de la visière.

Des produits tranchants comme les couteaux, lames de rasoirs et autres peuvent rayer l'écran et affecter par la suite votre bonne vision.

Suivez les instructions de montage jointes lors de l'assemblage de la visière. Une fois les protections enlevées, l'écran doit être monté directement sur le support afin d'éviter les rayures et dommages à la surface.

Évitez les chocs violents et les chocs sur l'écran.

L'écran à visière est destiné à être utilisé à température ambiante.

Le produit est réutilisable.

## Restriction d'utilisation

L'écran ne protège pas de la vapeur qui peut pénétrer derrière.

L'écran ne purifie pas l'air inhalé.

L'usage à répétition de désinfectant peut ternir l'écran.

L'écran n'est pas une protection contre les coups/chocs.

Le produit n'est pas destiné à être stérilisé.

## Durabilité

Le produit est réutilisable jusqu'à ce que l'écran soit rayé ou terni. Le produit doit être ensuite jeté. Le produit ne doit pas être stocké à la lumière du soleil ou dans des

conditions de chaleur extrême.

Dans des conditions normales d'utilisation, le produit peut être utilisé plus d'un an.

## Reconditionnement/distribution

Le produit est expédié par pack de 60 dans l'emballage personnalisé existant. Si le produit doit être expédié, il est recommandé d'utiliser l'emballage existant ou de le reconditionner dans un emballage antichoc.

Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.

Les instructions de montages doivent également être disponibles.

## Label

Ce produit a le label MET5659.



Ide-Pro = constructeur

1 = Classe optique du produit

MET5659 (Covid-19) = Norme/Méthode actuelle

3 = protection contre les liquides et les éclaboussures

## Exigences du produit

Ce produit répond aux exigences PPER (EU) 2016/425.

## Tests

Ce produit a été testé selon MET5659.

## Vérifications produit

La vérification de type UE est effectuée par RISE Research Institutes of Sweden B, Box 857, SE-501 15 Borås.

Organisme notifié no. 0402

## Normes harmonisées

MET5659 édition 1

## Déclaration EU

La déclaration de conformité UE peut être téléchargée à l'adresse : [www.ide-pro.com](http://www.ide-pro.com)

**Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.  
This manual should be available to each user.**